

先生各位

**至急**

## 副甲状腺ホルモン（PTH）測定に関するご案内

謹啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。また、平素はひとかたならぬお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、副甲状腺ホルモン（PTH）検査におきまして、以下の報告がメーカーよりございましたのでご案内申し上げます。

今後とも変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

謹白

### 記

#### 《影響項目》

総合検査案内	検査コード	検査項目名称	血漿用検査コード
P.32	2406	PTH-intact	7242
	5791	ホールPTH	6200

#### 《報告内容》

PTH 検査において、検体を繰り返し容器に移し替えることにより、検体中の PTH の一部がサンプルカップに吸着し、測定値が低下する事象が確認されたとの報告がありました。

本事象は試薬に起因するものではございませんので基準値等に変更はございません。容器に移し替える際は最小限に止めていただきますようお願い致します。

詳細につきましては、添付のメーカー案内文をご参照ください。

- 高速凝固採血管を使用される場合は凝固促進剤（トロンビン）の影響により、上記項目が低値傾向を示すことを確認しておりますので、PTH-intact、ホールPTH をご依頼される場合は、E1 容器（血漿）での採血を推奨いたします。
- 血漿での検査受託開始は平成 29 年 8 月 7 日（月）受付分からとなります。



2017年 7月

お客様各位

ロシュ・ダイアグノスティクス株式会社  
LSマーケティング部 免疫・生化学グループ



## 副甲状腺ホルモン (PTH) 測定に関するご案内

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。  
また、日頃より格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。  
さて、下記のとおり製品に関する注意点がございますのでご案内いたします。  
ご不明な点がございましたら、弊社営業担当者までお気軽にお問い合わせください。  
今後ともご支援お引き立てを賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具

### 記

- | 1. 対象製品 | : 統一製品コード  | 製品名                       | 包装      |
|---------|------------|---------------------------|---------|
|         | 518-300876 | エクルーシス試薬 PTH              | 100 テスト |
|         | 518-308537 | エクルーシス試薬 PTH (S300)       | 300 テスト |
|         | 518-304577 | エクルーシス試薬 whole-PTH        | 100 テスト |
|         | 518-308872 | エクルーシス試薬 whole-PTH (S100) | 100 テスト |
2. 事象 : サンプルカップへの移し替えによる測定値への影響
3. 内容 : 弊社 エクルーシス試薬 PTH および エクルーシス試薬 whole-PTH において、サンプルカップへの検体の移し替えにより測定値が低下する事象が報告されました。本事象は検体中の PTH の一部がサンプルカップに吸着することで起こると考えられていることから、試薬に起因するものではありません。再検などで検体の移し替えが必要な場合には、元検体より移し替えを実施していただくなど、運用に際してはご留意下さいますようお願い申し上げます。

以上