

先生各位

## 検査内容変更のご案内

謹啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。また、平素はひとかたならぬお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、下記の項目におきまして、検査内容を変更させていただきますのでご案内申し上げます。  
今後とも変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

謹白

記

《変更日》 平成 29 年 4 月 1 日（土）受付分より


《変更内容》

| 総合検査案内 | 検査コード | 検査項目名称             | 変更内容   | 変更後                               | 変更前                               |
|--------|-------|--------------------|--------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| P.3    | 0209  | アミラーゼ<br>アイソザイム 血清 | 検査方法   | アガロース膜<br>電気泳動法                   | セルロース<br>アセテート膜<br>電気泳動法          |
|        |       |                    | JLAC10 | 3B165-0000-<br>023-233-49         | 3B165-0000-<br>023-232-49         |
|        |       |                    | 基準値    | S型：36.0~84.3<br>P型：15.7~64.0<br>% | S型：33.3~70.5<br>P型：29.5~66.7<br>% |
|        | 0220  | アミラーゼ<br>アイソザイム 尿  | 検査方法   | アガロース膜<br>電気泳動法                   | セルロース<br>アセテート膜<br>電気泳動法          |
|        |       |                    | JLAC10 | 3B165-0000-<br>001-233-49         | 3B165-0000-<br>001-232-49         |
|        |       |                    | 基準値    | S型：17.7~61.3<br>P型：38.7~82.3<br>% | S型：27.0~51.0<br>P型：39.0~73.0<br>% |


※ その他の検査内容に変更はございません。

《変更理由》 測定試薬変更のため


《相関図》 血清S型




血清P型



尿S型




尿P型




《報告書サンプル》

変更後



変更前



【注意】（+）と（-）の位置が逆に表示されます。