

先生各位

## 検査内容変更のご案内

謹啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。また、平素はひとかたならぬお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、下記の項目におきまして、検査内容を変更させていただきますのでご案内申し上げます。  
今後とも変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

謹白

### 記

《変更日》 令和元年 12 月 23 日（月）受付分より

#### 《変更内容》

総合検査案内	検査コード	検査項目	変更内容	変更後	変更前
P.14	0613	ビタミンB12	備考	なし	遮光
P.22	2747	トリクロル酢酸（三塩化酢酸） トリクロルエチレン	検体量	尿 2.0mL	尿 3.0mL
	2748	トリクロル酢酸（三塩化酢酸） 1,1,1-トリクロルエタン			
	2749	トリクロル酢酸（三塩化酢酸） テトラクロルエチレン			
	2756	総三塩化物 トリクロルエチレン			
	2757	総三塩化物 1,1,1-トリクロルエタン			
	2758	総三塩化物 テトラクロルエチレン			
	4057	パラコート定量 血清	容器	A2→A2	A1→A2
P.28	7702	抗利尿ホルモン	備考	溶血の影響により、測定値が変動する可能性有り	溶血と乳びの影響により、測定値が変動する可能性有り
P.31 P.94	2402	カルシトニン（CT）	基準値 (条件)	(空腹時) 男：5.15以下 女：3.91以下 pg/mL	男：5.15以下 女：3.91以下 pg/mL
P.31 P.94	4382	尿中 I 型コラーゲン架橋 N-テロペプチド（NTx）	基準値 (表記)	男（40～59歳）： 13.0～66.2 閉経前（30～44歳）： 9.3～54.3 閉経後（45～79歳）： 14.3～89.0 nmol BCE/mmol・CRE	男：13.0～66.2 閉経前：9.3～54.3 閉経後：14.3～89.0 nmol BCE/mmol・CRE
	5651	血清中 I 型コラーゲン架橋 N-テロペプチド（NTx）		男（40～59歳）： 9.5～17.7 閉経前（30～44歳）： 7.5～16.5 閉経後（45～79歳）： 10.7～24.0 nmolBCE/L	男：9.5～17.7 閉経前：7.5～16.5 閉経後：10.7～24.0 nmolBCE/L

総合 検査案内	検査 コード	検査項目	変更内容	変更後	変更前
P.33	2554	アルドステロン 尿	備考	24時間尿量を明記	24時間尿量を明記 酸性蓄尿不可 (注)トルエン1~2mLを入れ24時間蓄尿、混和後必要量を凍結保存してください。
	7052	アルドステロン/レニン活性比	検体量	血漿 0.8mL	血漿 1.2mL
P.36	7949	胃がんリスク検診 (ABC検診)		血清 0.6mL	血清 0.9mL
	7354	胃がんリスク層別化検査 (D分類)			
	7355	胃がんリスク層別化検査/E群 (D分類)			
P.38	2617	遊離HCG-β (HCG-βサブユニット)		尿 0.3mL	尿 0.5mL
P.41	1191	免疫電気泳動 特異抗血清	備考	特異抗血清の検索は異常蛋白を中心に実施 年齢、病歴を明記	特異抗血清の検索は異常蛋白を中心に実施 年齢、病歴を明記 使用する抗血清はIgG、IgA、IgM、κ、λの5つ
	1192	尿中免疫電気泳動 (尿中BJP同定)		特異抗血清の検索は異常蛋白を中心に実施 年齢、病歴を明記 使用する抗血清はIgG、IgA、IgM、κ、λの5つ	特異抗血清の検索は異常蛋白を中心に実施 年齢、病歴を明記
P.45	9792	高感度心筋トロポニンI (Tnl)	検体量	血清 0.5mL	血清 0.7mL
P.53	—	HLAタイピング (血清対応型タイピング) HLA-DNAタイピング		採血当日中に出検 受付曜日：月~木 以下省略	<u>予約検査</u> 受付曜日：月~木 以下省略
P.66	5743	尿中レジオネラ抗原	備考	微生物検査項目および肺炎球菌荚膜抗原検査以外の重複依頼不可	重複依頼不可 ただし、尿中肺炎球菌荚膜抗原検査との重複依頼は可
	7071	肺炎球菌荚膜抗原 尿		微生物検査項目および尿中レジオネラ抗原検査以外の重複依頼不可	重複依頼不可 ただし、尿中レジオネラ抗原検査との重複依頼は可
	7376	肺炎球菌荚膜抗原 髄液		微生物検査項目以外との重複依頼不可	重複依頼不可
P.67	0816	寒冷凝集反応		採血後、速やかに血清分離し保存 (血清分離までは37℃保存)	血清分離が不可能な場合、20℃以下に冷さず未遠心分離のまま当日中に出検
P.75 P.128	1843	サイトメガロウイルスDNA (CMV-DNA)	項目名称	サイトメガロウイルスDNA定性 (CMV-DNA)	サイトメガロウイルスDNA (CMV-DNA)
P.79 P.128	1840	単純ヘルペスウイルスDNA (HSV-DNA)		単純ヘルペスウイルスDNA定性 (HSV-DNA)	単純ヘルペスウイルスDNA (HSV-DNA)
	5717	水痘・帯状ヘルペスウイルスDNA (VZV-DNA)		水痘・帯状ヘルペスウイルスDNA定性 (VZV-DNA)	水痘・帯状ヘルペスウイルスDNA (VZV-DNA)
P.79 P.128	6098	ヒトヘルペスウイルス6型DNA		ヒトヘルペスウイルス6型DNA定性	ヒトヘルペスウイルス6型DNA
P.80 P.128	7917	ヒトヘルペスウイルス7型DNA		ヒトヘルペスウイルス7型DNA定性	ヒトヘルペスウイルス7型DNA
			凝固完了後、遠心分離しそのまま凍結保存 重複依頼不可	重複依頼不可	
	1236	ヒトバルボウイルスB19DNA	項目名称	ヒトバルボウイルスB19 DNA定性	ヒトバルボウイルスB19DNA

総合 検査案内	検査 コード	検査項目	内容	変更後	変更前
P.83 P.129	9873	HTLV-1核酸検出(妊婦)	項目名称	HTLV-1核酸検出(妊婦)定性	HTLV-1核酸検出(妊婦)
			備考	採血当日中に出検 受付曜日:月~木 以下省略	受付曜日:月~木(予約検査) 以下省略
	1571	HTLV-I DNA(クロナリティ)			重複依頼不可 凍結保存不可
P.85 P.129	6679	HBV-DNA定量 アクジューン	基準値 (表記)	1.0 LogIU/mL未満 増幅シグナル:検出せず	検出せず LogIU/mL
	7029	HBV-DNA定量 TaqManPCR		1.0 LogIU/mL未満 増幅シグナル:検出せず	検出せず LogIU/mL
	7668	HBV遺伝子型	備考	ウイルス量が極微量~略~不可能 なこともあり 重複依頼不可	ウイルス量が極微量~略~不可能な ことあり
P.87 P.129	7062	HCV-RNA定量 アクジューン	基準値 (表記)	1.1 LogIU/mL未満 増幅シグナル:検出せず	検出せず LogIU/mL
	6975	HCV-RNA定量 TaqManPCR		1.2 LogIU/mL未満 増幅シグナル:検出せず	検出せず LogIU/mL
P.92	1280	BFP(塩基性フェトプロテイン)	容器	A2→A2	A1→A2
P.101	7241	ADAMTS13活性	検査方法	EIA法	ELISA法
未掲載	7500	MSI CDx検査	基準値	設定なし	陰性
P.133	—	遺伝子関連検査(遺伝学的検査)全般	項目名称 (表記)	「遺伝学的検査」に統一	遺伝子診断 遺伝子検査
P.184	—	Q9容器	容器 (検体採取 綿棒の軸 素材)	ポリプロピレン軸 	木軸 
P.186	—	V容器		ポリプロピレン軸 	木軸 

※ その他の検査内容に変更はございません。

《変更理由》 検査内容見直しのため