

先生各位

## ヘリコバクター・ピロリ抗体の試薬に関するご案内

謹啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。また、平素はひとかたならぬお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、このたびヘリコバクター・ピロリ抗体の試薬につきまして、試薬販売会社より主要原料のロット差によって試薬の反応特性に若干の相違が生じるとの連絡がございましたので、ご案内申し上げます（詳細は別紙をご参照ください）。

弊社内での新ロットの検証におきましても同様の現象が確認されましたので、データ傾向にご留意くださいますようお願い申し上げます。

今後とも変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

謹白


### 記

《新ロットによる測定開始日》 令和2年8月31日（月）受付分より

《対象項目》

総合 検査案内	検査 コード	検査項目名称	新ロット
P.34	7480	胃がんリスク層別化検査（ABC分類）	LOT： 260031以降
未掲載	7481	胃がんリスク層別化検査（E群） ※ 除菌治療歴がある場合	
P.64	3937	ヘリコバクター・ピロリ抗体	

《相関図》



カットオフ値付近となった検体を確認し、試薬ロット間で判定が一致しない例を抽出したところ、約1割に試薬ロット260031の測定で陽性化する検体が認められました。  
 （試薬メーカー案内文書より）