

先生各位

R 容器（標本ケース）提出に関するご案内

謹啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。また、平素はひとかたならぬお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。




さて、検査ご依頼時に R 容器（標本ケース）をご使用される場合は、容器から標本が抜け落ちるのを防止するため、下記の内容を参考にご出検くださいますようお願い申し上げます。

今後とも変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。


謹白

記

・セロファンテープを使用する場合（セロファンテープ）

適 正	不適正
<p>・3点でとめてください。</p>  <p>・縦、横に掛かるように貼ってください。</p> 	<p>・セロファンテープの1点どめ</p> 

・輪ゴムを使用する場合

適 正	不適正
<p>・十字でゆるみなくとめてください。</p> 	<p>・輪ゴムの1カ所掛け</p> 