

お客様各位

## 検体バーコードラベル貼付に関するお願い

謹啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。また、平素はひとかたならぬお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、検体バーコードラベルの貼付位置により、分析装置にてバーコード情報を正確に読み取れない場合がございます。検体バーコードラベルを貼付する際は、下記のとおり貼付頂きますようお願い致します。

今後とも変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

謹白

### 記

検体バーコードラベルは容器ラベルの**上端にそろえて**、患者さまのお名前が見えるように貼付してください。  
(分析装置のバーコード読み取り位置は下図の**赤線部分**)。

