

先生各位

## 検体採取容器変更のご案内

謹啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。また、平素はひとかたならぬお引き立てを賜わり厚くお礼申し上げます。

さて、このたび検体採取容器（U - 5 容器）におきまして、下記のとおり変更させていただくことになりましたので、ご案内申し上げます。

今後とも変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

敬白

## 記

《変更日》 平成 14 年 11 月 初旬より  
在庫がなくなり次第、随時変更させていただきます。  
(変更前の容器でご提出いただいた場合も、継続して受付いたします。)

《容器の種類》 U - 5 容器 (2002 年検査案内 P.136 掲載)  
本容器は、FDP (尿) [検査コード: 1990] の専用容器です。

## 《変更内容》

要 項	変 更 後	変 更 前
内 容	アプロチニン 500KIE 単位 <u>デヒドロ酢酸ナトリウム</u> 2mg ゼラチン 2mg	アプロチニン 500KIE 単位 <u>アジ化ナトリウム</u> 2mg ゼラチン 2mg

その他の要項に変更はございません。

【変更理由】 メーカーにおける防腐剤の変更