

先生各位

新規検査項目のご案内

謹啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。また、平素はひとかたならぬお引き立てを賜わり厚くお礼申し上げます。

さて、このたび新たに下記項目の受託を開始することになりましたので、ご案内申し上げます。今後とも変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

敬白

記

《受託開始日》 平成 16 年 4 月 1 日(木)受付分より

《検査要項》

検査項目名称	HLA - A・B	HLA - DR	HLA - C DNA タイピング
検査コード	5866	5867	5868
検体量	全血 2.0 ml		
容器・保存	E1 ・ 冷蔵		
実施料(判断料)	未収載		
所要日数	6 ~ 8 日		9 ~ 10 日
検査方法	PCR- SSO 法		PCR-SBT 法
基準値	設定なし		
備考	<p>予約検査 受付曜日：月～木 休日の前日、前々日は受付不可 続柄・臨床診断名・投与薬剤名・輸血歴・移植歴は必ず明記。 HLA 検査 2 項目以上の同時依頼の場合は血液 2.0ml で検査可能。 HLA 検査以外の項目との重複依頼は不可。</p>		

《 注 意 》

本検査方法ではコンタミネーションの影響がより大きくなりますので、検体採取にあたっては取り扱いに十分ご注意ください。

移植後の HLA タイピングをご依頼の場合は、移植前の HLA の結果と提供者の HLA の結果を依頼書<その他指示事項>にご記入ください。

HLA タイピングの種類

HLA-A・B

A		B				
A1	A30(19)	B7	B37	B49(21)	B61(40)	B77(15)
A2	A31(19)	B8	B38(16)	B50(21)	B62(15)	B78
A3	A32(19)	B12	B39(16)	B51(5)	B63(15)	B81
A9	A33(19)	B13	B40	B52(5)	B64(14)	
A10	A34(10)	B14	B4005	B53	B65(14)	
A11	A36	B15	B41	B54(22)	B67	
A23(9)	A43	B16	B42	B55(22)	B70	
A24(9)	A66(10)	B18	B44(12)	B56(22)	B71(70)	
A25(10)	A68(28)	B21	B45(12)	B57(17)	B72(70)	
A26(10)	A69(28)	B22	B46	B58(17)	B73	
A28	A74(19)	B27	B47	B59	B75(15)	
A29(19)	A80	B35	B48	B60(40)	B76(15)	

HLA-DR

DR					
DR1	DR4	DR7	DR10	DR13(6)	DR16(2)
DR2	DR5	DR8	DR11(5)	DR14(6)	DR17(3)
DR3	DR6	DR9	DR12(5)	DR15(2)	DR18(3)

HLA-C DNA タイピング

HLA-C DNA タイピング	HLA 特異性 血清学	HLA-C DNA タイピング	HLA 特異性 血清学	HLA-C DNA タイピング	HLA 特異性 血清学
Cw*0102	Cw1	Cw*0602	Cw6	Cw*12041	-
Cw*0103	Cw1	Cw*0603	-	Cw*12042	-
Cw*0104	-	Cw*0604	-	Cw*1205	-
Cw*02021	Cw2	Cw*0605	Cw6	Cw*1206	-
Cw*02022	Cw2	Cw*0606	-	Cw*1207	-
Cw*02023	Cw2	Cw*0607	-	Cw*1301	-
Cw*02024	Cw2	Cw*07011	Cw7	Cw*14021	-
Cw*0203	-	Cw*07012	Cw7	Cw*14022	-
Cw*0204	-	Cw*0702101	Cw7	Cw*1403	-
Cw*0302	Cw10(w3)	Cw*0702102	Cw7	Cw*1404	-
Cw*03031	Cw9(w3)	Cw*0703	-	Cw*15021	-
Cw*03032	Cw9(w3)	Cw*0704	Cw7	Cw*15022	-
Cw*03033	Cw9(w3)	Cw*0705	-	Cw*1503	-
Cw*03041	Cw10(w3)	Cw*0706	Cw7	Cw*1504	-
Cw*03042	Cw10(w3)	Cw*0707	-	Cw*15051	-
Cw*0305	-	Cw*0708	-	Cw*15052	-
Cw*0306	-	Cw*0709	-	Cw*1506	-
Cw*0307	Cw3	Cw*0710	-	Cw*1507	-
Cw*0308	-	Cw*0711	-	Cw*1508	-
Cw*0309	Cw3	Cw*0712	-	Cw*1509	-
Cw*0310	Cw3	Cw*0713	-	Cw*1510	-
Cw*0311	-	Cw*0714	Cw7	Cw*1601	-
Cw*0312	-	Cw*0801	Cw8	Cw*1602	-
Cw*0401101	Cw4	Cw*0802	Cw8	Cw*16041	-
Cw*0401102	-	Cw*0803	Cw8	Cw*1701	-
Cw*04012	Cw4	Cw*0804	Cw8	Cw*1702	-
Cw*0403	-	Cw*0805	-	Cw*1703	-
Cw*0404	-	Cw*0806	-	Cw*1801	-
Cw*0405	-	Cw*0807	-	Cw*1802	-
Cw*0406	-	Cw*0808	-		
Cw*0407	-	Cw*0809	-		
Cw*0408	-	Cw*12021	-		
Cw*0501	Cw5	Cw*12022	-		
Cw*0502	Cw5	Cw*12023	-		
Cw*0503	-	Cw*12031	-		
Cw*0504	-	Cw*12032	-		