

先生各位

## 検査内容変更のご案内

謹啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。また、平素はひとかたならぬお引き立てを賜わり厚くお礼申し上げます。

さて、下記検査項目の内容を変更させていただきますので、ご案内申し上げます。  
今後とも変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

敬白

記

《変更日》 平成 16 年 4 月 12 日(月) 受付分より

《変更内容》

総合検査案内	検査コード	検査項目名称	変更内容	変更後	変更前
P.52	2056	<b>リンパ球サブセット関連検査</b> T.B 細胞百分率 リンパ球サブセット T 細胞サブセット(A) T 細胞サブセット(B)	測定機器	Cytomics FC500	サイトロン・ アプソリュート
	2061				
	2149				
	2173				
P.53	*	モノクローナル抗体によるリンパ球 サブセット検査(単染色) (二重染色) 白血球分類パネル(基本セット) (2次スクリーニング) B 細胞サブクラス	パターン グラフ	別紙 1	別紙 2
	*				
	2108				
	2181				
	*				

その他の検査内容に変更はありません

\* 総合検査案内(P.52・P.53)をご参照ください。


《変更理由》 測定機器の更新による変更

パターングラフについては希望施設にのみ添付しております。  
(白血球分類パネルの依頼時は必ず添付致します。)


# Immuno Phenotyping

受付日 : 3/25  
受付No. : 001-001  
患者名 : ハヤブサ ハナコ様  
施設名 : ファルコ病院様


Ungated] 076-054 C 781.LMD : SS Lin/FS Lin -




(F1)[A] 076-054 C 781.LMD : FL1 Log - ADC




(F2)[C] 076-054 3 782.LMD : FL1 Log - ADC




(F5)[F] 076-054 19 785.LMD : FL1 Log - ADC



(F3)[D] 076-054 4 783.LMD : FL1 Log - ADC



(F4)[E] 076-054 8 784.LMD : FL1 Log - ADC



[ 別紙 2 ]

ファルコ バイオ システムズ


\*\*\*\*\* 細胞性免疫検査：パターンデータ \*\*\*\*\*

測定日 : 04/03/24 ページ : 1  
 受付 No : 01 001-001  
 患者名 : ハヤフサ タロウ  
 病医院名 : ファルコ病院  
 コメント : \_\_\_\_\_

\*\*\*\*\*

抗体名 / 抗体名	陽性率	総細胞数	陽性細胞数	陰性細胞数
CD3	76.1%	6,193	4,713	1,480
CD4	35.6%	4,783	1,703	3,080
CD8	44.9%	4,882	2,192	2,690
CD19	0.1%	5,988	6	5,982

\*\*\*\*\*



\*\*\*\*\*