

先生各位

尿細胞診検査（その他の細胞診 尿）についてのご案内

謹啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。また、平素はひとかたならぬお引き立てを賜わり厚くお礼申し上げます。

このたび、尿細胞診検査（その他の細胞診 尿）の精度向上を目的として、下記の注意事項についてお知らせしますので、何卒ご協力を賜りたくお願い申し上げます。

今後とも変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

敬白

記

- 《 検査項目 》 尿細胞診検査（その他の細胞診 尿）
〔 総合検査案内 P.111 〕
- 《 注意事項 》 **必ず専用容器（P4）**に尿10mlを入れ、冷蔵保存してください。
なお、**容器の中シールは、はがしてから**ご使用ください。
- 《 理 由 》 専用容器には、保存液が入っております。細胞変性を防ぐために専用容器をご使用ください。