

先生各位

検査内容変更のご案内

謹啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。また、平素はひとかたならぬお引き立てを賜わり厚くお礼申し上げます。

さて、下記の項目におきまして、検査内容を変更させていただきますのでご案内申し上げます。
今後とも変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

敬白

記

《変更日》 平成 17 年 3 月 31 日(木)受付分より

《変更内容》

総合検査案内	検査コード	検査項目名称	変更内容	変更後	変更前	
P.23	0622	〔薬物分析検査〕 アミオダロン	備考 (有効血中濃度)	Trough 500~1000 ng/ml (200mg/日投与, 定常状態)	なし	
P.41	1185	IgG サブクラス	所要日数	4~8日	5~8日	
P.51	1380	抗皮膚抗体	検体量	血清 0.3	血清 0.5	
P.53	5868	HLA-DNA タイピング	C	タイピングの種類	資料参照	総合検査案内 P.56~58 参照
	2716		DRB1			
	2709		DQA1			
	2715		DQB1			
	2717		DPB1			
P.62	0257	アスペルギルス抗原	検査方法	EIA 法	ラテックス凝集法	
			基準値	1.0 未満 陰性	陰性	
			判定基準	陰性 1.0 未満 判定保留 1.0~1.4 陽性 1.5 以上	なし	
P.72	1611	レオウイルス抗体 血清	検体量	血清 0.3	血清 0.2	
	1811	レオウイルス抗体 髄液	所要日数	7~9日	8~11日	

その他の検査内容に変更はございません。

《変更理由》 委託先における変更

(HLA-DNA タイピングの変更については、WHO HLA 命名委員会による新アリル表記に変更)

HLA-DNAタイピング

HLA-C

HLA-C DNAタイピング	HLA特異性 血清学	HLA-C DNAタイピング	HLA特異性 血清学	HLA-C DNAタイピング	HLA特異性 血清学	HLA-C DNAタイピング	HLA特異性 血清学
Cw*0102	Cw1	Cw*0314	-	Cw*070402	Cw7	Cw*1205	-
Cw*0103	Cw1	Cw*0315	-	Cw*0705	-	Cw*1206	-
Cw*0104	-	Cw*04010101	Cw4	Cw*0706	Cw7	Cw*1207	-
Cw*0105	-	Cw*04010102	-	Cw*0707	-	Cw*1208	-
Cw*0106	-	Cw*040102	Cw4	Cw*0708	-	Cw*140201	-
Cw*0107	-	Cw*0403	-	Cw*0709	-	Cw*140202	-
Cw*020201	Cw2	Cw*0404	-	Cw*0710	-	Cw*1403	-
Cw*020202	Cw2	Cw*0405	-	Cw*0711	-	Cw*1404	-
Cw*020203	Cw2	Cw*0406	-	Cw*0712	-	Cw*1405	-
Cw*020204	Cw2	Cw*0407	-	Cw*0713	-	Cw*150201	-
Cw*020205	-	Cw*0408	-	Cw*0714	Cw7	Cw*150202	-
Cw*0203	-	Cw*0409N	Null	Cw*0715	-	Cw*1503	-
Cw*0204	-	Cw*0410	Cw4	Cw*0716	-	Cw*1504	-
Cw*0205	-	Cw*0501	Cw5	Cw*080101	Cw8	Cw*150501	-
Cw*030201	Cw10 (w3)	Cw*0502	Cw5	Cw*080102	Cw8	Cw*150502	-
Cw*030202	Cw10 (w3)	Cw*0503	-	Cw*0802	Cw8	Cw*1506	-
Cw*030301	Cw9 (w3)	Cw*0504	-	Cw*0803	Cw8	Cw*1507	-
Cw*030302	Cw9 (w3)	Cw*0505	-	Cw*0804	Cw8	Cw*1508	-
Cw*030303	Cw9 (w3)	Cw*0602	Cw6	Cw*0805	-	Cw*1509	-
Cw*030401	Cw10 (w3)	Cw*0603	-	Cw*0806	-	Cw*1510	-
Cw*030402	Cw10 (w3)	Cw*0604	-	Cw*0807	-	Cw*1511	-
Cw*0305	-	Cw*0605	Cw6	Cw*0808	-	Cw*1601	-
Cw*0306	-	Cw*0606	-	Cw*0809	-	Cw*1602	-
Cw*0307	Cw3	Cw*0607	-	Cw*120201	-	Cw*160401	-
Cw*0308	-	Cw*070101	Cw7	Cw*120202	-	Cw*1701	-
Cw*0309	Cw3	Cw*070102	Cw7	Cw*120203	-	Cw*1702	-
Cw*0310	Cw3	Cw*07020101	Cw7	Cw*120301	-	Cw*1703	-
Cw*0311	-	Cw*07020102	Cw7	Cw*120302	-	Cw*1801	-
Cw*0312	-	Cw*0703	-	Cw*120401	-	Cw*1802	-
Cw*0313	-	Cw*070401	Cw7	Cw*120402	-		

HLA-DQA1

HLA-DQA1 DNAタイピング							
DQA1*010101	DQA1*010202	DQA1*010402	DQA1*0201	DQA1*0303	DQA1*050102	DQA1*0504	DQA1*060101
DQA1*010102	DQA1*0103	DQA1*0105	DQA1*030101	DQA1*0401	DQA1*0502	DQA1*0505	DQA1*060102
DQA1*010201	DQA1*010401	DQA1*0106	DQA1*0302	DQA1*050101	DQA1*0503		

HLA-DQB1

HLA-DQB1 DNAタイピング	HLA特異性 血清学	HLA-DQB1 DNAタイピング	HLA特異性 血清学	HLA-DQB1 DNAタイピング	HLA特異性 血清学	HLA-DQB1 DNAタイピング	HLA特異性 血清学
DQB1*0201	DQ2	DQB1*0309	-	DQB1*060101	DQ6 (1)	DQB1*061101	DQ1
DQB1*0202	DQ2	DQB1*0310	DQ8 (3)	DQB1*060102	DQ6 (1)	DQB1*061102	DQ1
DQB1*0203	DQ2	DQB1*0311	-	DQB1*060103	DQ6 (1)	DQB1*0612	DQ1
DQB1*030101	DQ7 (3)	DQB1*0312	-	DQB1*0602	DQ6 (1)	DQB1*0613	-
DQB1*030102	DQ7 (3)	DQB1*0313	-	DQB1*0603	DQ6 (1)	DQB1*0614	DQ6 (1)
DQB1*0302	DQ8 (3)	DQB1*0401	DQ4	DQB1*060401	DQ6 (1)	DQB1*0615	-
DQB1*030302	DQ9 (3)	DQB1*0402	DQ4	DQB1*060402	DQ6 (1)	DQB1*0616	-
DQB1*030303	DQ9 (3)	DQB1*050101	DQ5 (1)	DQB1*060501	DQ6 (1)	DQB1*0617	-
DQB1*0304	DQ7 (3)	DQB1*050102	DQ5 (1)	DQB1*060502	DQ6 (1)	DQB1*0618	-
DQB1*030501	DQ8 (3)	DQB1*050201	DQ5 (1)	DQB1*0606	-	DQB1*0619	-
DQB1*030502	-	DQB1*050202	-	DQB1*0607	-	DQB1*0620	-
DQB1*0306	DQ3	DQB1*050301	DQ5 (1)	DQB1*0608	DQ6 (1)		
DQB1*0307	-	DQB1*050302	DQ5 (1)	DQB1*0609	DQ6 (1)		
DQB1*0308	-	DQB1*0504	DQ5 (1)	DQB1*0610	-		

HLA-DRB1

HLA-DRB1 DNAタイピング	HLA特異性 血清学	HLA-DRB1 DNAタイピング	HLA特異性 血清学	HLA-DRB1 DNAタイピング	HLA特異性 血清学	HLA-DRB1 DNAタイピング	HLA特異性 血清学
DRB1*010101	DR1	DRB1*0438	-	DRB1*112701	DR11 (5)	DRB1*1347	-
DRB1*010102	-	DRB1*0439	-	DRB1*112702	DR11 (5)	DRB1*1348	-
DRB1*010201	DR1	DRB1*0440	-	DRB1*1128	-	DRB1*1349	-
DRB1*010202	DR1	DRB1*0441	-	DRB1*1129	DR11 (5)	DRB1*1350	-
DRB1*0103	DR103	DRB1*0442	DR4	DRB1*1130	-	DRB1*1351	-
DRB1*0104	DR1	DRB1*0443	-	DRB1*1131	-	DRB1*1352	-
DRB1*0105	-	DRB1*0444	-	DRB1*1132	-	DRB1*140101	DR14 (6)
DRB1*0106	-	DRB1*070101	DR7	DRB1*1133	-	DRB1*140102	DR14 (6)
DRB1*0107	-	DRB1*070102	DR7	DRB1*1134	-	DRB1*1402	DR14 (6)
DRB1*0108	-	DRB1*0703	DR7	DRB1*1135	-	DRB1*1403	DR1403
DRB1*030101	DR17 (3)	DRB1*0704	DR7	DRB1*1136	-	DRB1*1404	DR1404
DRB1*030102	DR17 (3)	DRB1*0705	-	DRB1*1137	-	DRB1*1405	DR14 (6)
DRB1*030201	DR18 (3)	DRB1*0706	-	DRB1*1138	-	DRB1*1406	DR14 (6)
DRB1*030202	DR18 (3)	DRB1*080101	DR8	DRB1*1139	-	DRB1*140701	DR14 (6)
DRB1*0303	DR18 (3)	DRB1*080102	-	DRB1*1140	-	DRB1*140702	DR14 (6)
DRB1*0304	DR17 (3)	DRB1*080201	DR8	DRB1*1141	-	DRB1*1408	DR14 (6)
DRB1*030501	DR17 (3)	DRB1*080202	DR8	DRB1*1142	-	DRB1*1409	-
DRB1*030502	-	DRB1*080203	DR8	DRB1*1143	-	DRB1*1410	DR14 (6)
DRB1*0306	DR3	DRB1*080302	DR8	DRB1*120101	DR12 (5)	DRB1*1411	DR14 (6)
DRB1*0307	DR3	DRB1*080401	DR8	DRB1*120102	DR12 (5)	DRB1*1412	DR14 (6)
DRB1*0308	-	DRB1*080402	DR8	DRB1*120201	DR12 (5)	DRB1*1413	DR14 (6)
DRB1*0309	-	DRB1*080403	DR8	DRB1*120202	DR12 (5)	DRB1*1414	DR14 (6)
DRB1*0310	DR17 (3)	DRB1*080404	DR8	DRB1*120302	DR12 (5)	DRB1*1415	DR8
DRB1*0311	DR17 (3)	DRB1*0805	DR8	DRB1*1204	DR5	DRB1*1416	DR6
DRB1*0312	DR3	DRB1*0806	DR8	DRB1*1205	DR12 (5)	DRB1*1417	DR6
DRB1*0313	-	DRB1*0807	DR8	DRB1*1206	DR12 (5)	DRB1*1418	DR6
DRB1*0314	DR3	DRB1*0808	-	DRB1*1207	-	DRB1*1419	DR14 (6)
DRB1*0315	-	DRB1*0809	DR8	DRB1*1208	-	DRB1*1420	DR14 (6)
DRB1*0316	-	DRB1*0810	DR8	DRB1*130101	DR13 (6)	DRB1*1421	DR14 (6)
DRB1*0317	-	DRB1*0811	DR8	DRB1*130102	DR13 (6)	DRB1*1422	DR14 (6)
DRB1*0318	-	DRB1*0812	DR8	DRB1*130201	DR13 (6)	DRB1*1423	-
DRB1*0319	-	DRB1*0813	-	DRB1*130202	DR13 (6)	DRB1*1424	-
DRB1*0320	-	DRB1*0814	DR8	DRB1*130301	DR13 (6)	DRB1*1425	-
DRB1*0321	-	DRB1*0815	-	DRB1*130302	DR13 (6)	DRB1*1426	DR14 (6)
DRB1*0322	-	DRB1*0816	DR8	DRB1*1304	DR13 (6)	DRB1*1427	DR14 (6)
DRB1*0323	-	DRB1*0817	DR8	DRB1*1305	DR13 (6)	DRB1*1428	-
DRB1*040101	DR4	DRB1*0818	-	DRB1*1306	DR13 (6)	DRB1*1429	DR14 (6)
DRB1*040102	DR4	DRB1*0819	-	DRB1*130701	DR13 (6)	DRB1*1430	-
DRB1*0402	DR4	DRB1*0820	-	DRB1*130702	DR13 (6)	DRB1*1431	-
DRB1*040301	DR4	DRB1*0821	-	DRB1*1308	DR13 (6)	DRB1*1432	-
DRB1*040302	DR4	DRB1*0822	-	DRB1*1309	-	DRB1*1433	-
DRB1*0404	DR4	DRB1*0823	-	DRB1*1310	DR13 (6)	DRB1*1434	-
DRB1*040501	DR4	DRB1*0824	-	DRB1*1311	DR13 (6)	DRB1*1435	-
DRB1*040502	DR4	DRB1*090102	DR9	DRB1*1312	DR13 (6)	DRB1*1436	-
DRB1*040503	DR4	DRB1*0902	-	DRB1*1313	DR13 (6)	DRB1*1437	-
DRB1*040504	-	DRB1*100101	DR10	DRB1*131401	DR13 (6)	DRB1*1438	-
DRB1*0406	DR4	DRB1*100102	DR10	DRB1*131402	DR13 (6)	DRB1*1439	-
DRB1*040701	DR4	DRB1*110101	DR11 (5)	DRB1*1315	-	DRB1*1440	-
DRB1*040702	DR4	DRB1*110102	DR11 (5)	DRB1*1316	DR13 (6)	DRB1*1441	-
DRB1*0408	DR4	DRB1*110103	DR11 (5)	DRB1*1317	DR13 (6)	DRB1*1442	-
DRB1*0409	DR4	DRB1*110104	DR11 (5)	DRB1*1318	DR13 (6)	DRB1*1443	-
DRB1*0410	DR4	DRB1*1102	DR11 (5)	DRB1*1319	DR13 (6)	DRB1*150101	DR15 (2)
DRB1*0411	DR4	DRB1*1103	DR11 (5)	DRB1*1320	DR13 (6)	DRB1*150102	DR15 (2)
DRB1*0412	-	DRB1*110401	DR11 (5)	DRB1*1321	-	DRB1*150103	-
DRB1*0413	DR4	DRB1*110402	DR11 (5)	DRB1*1322	DR13 (6)	DRB1*150104	-
DRB1*0414	DR4	DRB1*1105	DR11 (5)	DRB1*1323	-	DRB1*150201	DR15 (2)
DRB1*0415	DR4	DRB1*1106	DR11 (5)	DRB1*1324	-	DRB1*150202	DR15 (2)
DRB1*0416	DR4	DRB1*1107	DR11 (5)	DRB1*1325	-	DRB1*150203	DR15 (2)
DRB1*0417	DR4	DRB1*110801	DR11 (5)	DRB1*1326	-	DRB1*1503	DR15 (2)
DRB1*0418	-	DRB1*110802	DR11 (5)	DRB1*1327	DR13 (6)	DRB1*1504	DR15 (2)
DRB1*0419	DR4	DRB1*1109	DR11 (5)	DRB1*1328	-	DRB1*1505	DR15 (2)
DRB1*0420	DR4	DRB1*1110	DR11 (5)	DRB1*1329	DR6	DRB1*1506	DR15 (2)
DRB1*0421	DR4	DRB1*1111	DR11 (5)	DRB1*1330	-	DRB1*1507	DR15 (2)
DRB1*0422	DR4	DRB1*111201	-	DRB1*1331	-	DRB1*1508	DR2
DRB1*0423	DR4	DRB1*111202	DR11 (5)	DRB1*1332	-	DRB1*1509	-
DRB1*0424	DR4	DRB1*1113	DR11 (5)	DRB1*1333	-	DRB1*1510	-
DRB1*0425	DR4	DRB1*1114	DR11 (5)	DRB1*1334	-	DRB1*1511	-
DRB1*0426	DR4	DRB1*1115	-	DRB1*1335	-	DRB1*1512	-
DRB1*0427	-	DRB1*1116	DR11 (5)	DRB1*1336	DR13 (6)	DRB1*1513	-
DRB1*0428	DR4	DRB1*1117	-	DRB1*1337	-	DRB1*160101	DR16 (2)
DRB1*0429	DR4	DRB1*1118	-	DRB1*1338	-	DRB1*160102	DR16 (2)
DRB1*0430	-	DRB1*1119	DR11 (5)	DRB1*1339	-	DRB1*160201	DR16 (2)
DRB1*0431	DR4	DRB1*1120	DR11 (5)	DRB1*1340	-	DRB1*160202	DR16 (2)
DRB1*0432	DR4	DRB1*1121	DR11 (5)	DRB1*1341	-	DRB1*1603	DR2
DRB1*0433	-	DRB1*1122	-	DRB1*1342	DR13 (6)	DRB1*1604	DR16 (2)
DRB1*0434	-	DRB1*1123	DR11 (5)	DRB1*1343	-	DRB1*1605	DR16 (2)
DRB1*0435	-	DRB1*1124	-	DRB1*1344	-	DRB1*1607	-
DRB1*0436	-	DRB1*1125	DR11 (5)	DRB1*1345	-	DRB1*1608	-
DRB1*0437	-	DRB1*1126	DR11 (5)	DRB1*1346	-		

HLA-DPB1

HLA-DPB1 DNAタイピング	HLA特異性 血清学	HLA-DPB1 DNAタイピング	HLA特異性 血清学	HLA-DPB1 DNAタイピング	HLA特異性 血清学	HLA-DPB1 DNAタイピング	HLA特異性 血清学
DPB1*010101	DPw1	DPB1*1901	-	DPB1*4401	-	DPB1*6901	-
DPB1*010102	DPw1	DPB1*200101	-	DPB1*4501	-	DPB1*7001	-
DPB1*020102	DPw2	DPB1*200102	-	DPB1*4601	-	DPB1*7101	-
DPB1*020103	DPw2	DPB1*2101	-	DPB1*4701	-	DPB1*7201	-
DPB1*020104	DPw2	DPB1*2201	-	DPB1*4801	-	DPB1*7301	-
DPB1*020105	DPw2	DPB1*2301	-	DPB1*4901	-	DPB1*7401	-
DPB1*020106	DPw2	DPB1*2401	-	DPB1*5001	-	DPB1*7501	-
DPB1*0202	DPw2	DPB1*2501	-	DPB1*5101	-	DPB1*7601	-
DPB1*030101	DPw3	DPB1*260101	-	DPB1*5201	-	DPB1*7701	-
DPB1*030102	-	DPB1*260102	-	DPB1*5301	-	DPB1*7801	-
DPB1*0401	DPw4	DPB1*2701	-	DPB1*5401	-	DPB1*7901	-
DPB1*0402	DPw4	DPB1*2801	-	DPB1*5501	-	DPB1*8001	-
DPB1*0501	DPw5	DPB1*2901	-	DPB1*5601	-	DPB1*8101	-
DPB1*0601	DPw6	DPB1*3001	-	DPB1*5701	-	DPB1*8201	-
DPB1*0801	-	DPB1*3101	-	DPB1*5801	-	DPB1*8301	-
DPB1*0901	-	DPB1*3201	-	DPB1*5901	-	DPB1*8401	-
DPB1*1001	-	DPB1*3301	-	DPB1*6001	-	DPB1*8501	-
DPB1*110101	-	DPB1*3401	-	DPB1*6101N	Null	DPB1*8601	-
DPB1*110102	-	DPB1*3501	-	DPB1*6201	-	DPB1*8701	-
DPB1*1301	-	DPB1*3601	-	DPB1*6301	-	DPB1*8801	-
DPB1*1401	-	DPB1*3701	-	DPB1*6401N	Null	DPB1*8901	-
DPB1*1501	-	DPB1*3801	-	DPB1*6501	-	DPB1*9001	-
DPB1*1601	-	DPB1*3901	-	DPB1*6601	-	DPB1*9101	-
DPB1*1701	-	DPB1*4001	-	DPB1*6701	-	DPB1*9201	-
DPB1*1801	-	DPB1*4101	-	DPB1*6801	-		