

先生各位

クオンティフェロンに使用する採血管についてのご案内

謹啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。また、平素はひとかたならぬお引き立てを賜わり厚くお礼申し上げます。

さて、このたび当社使用測定試薬のメーカー（日本ビーシージーサプライ）より、下記のヘパリン採血管を使用して採血を行った場合、クオンティフェロンの測定値に影響を及ぼす可能性があることが判明したとの連絡がございました。

しかし、当社指定の専用容器（H5）は、テルモ社製のため、測定値への影響はございません。クオンティフェロン出検時には日本ベクトン・ディッキンソン社製の採血管は使用せず、当社指定（テルモ社製）のH5容器をご使用頂きますようお願い申し上げます。

謹白

記

採血管メーカー : 日本ベクトン・ディッキンソン株式会社

採血管種別 : ヘパリン採血管

平成19年10月

お得意様各位

株式会社日本ビーシージーサプライ

クオンティフェロンTB-2Gに使用する採血管に関するご案内

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

また平素はクオンティフェロンTB-2Gの検査にご高配賜り厚く御礼申し上げます。

さて、クオンティフェロンTB-2G検査の採血時に日本ベクトン・ディッキンソン株式会社製のヘパリン採血管を使用して採血をおこなった場合、採血管によってはクオンティフェロンTB-2Gの測定値に影響が起こる可能性があることが判明しました。

そこで、お得意様におかれましてもクオンティフェロンTB-2G検査の採血には日本ベクトン・ディッキンソン(株)のヘパリン採血管の使用を差し控えて下さいます様お願い申し上げます。

なお、それ以外の目的での使用に関して問題は発生しておりません。

今後もお高配賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。

謹 白

本件に関するお問い合わせ先

株式会社日本ビーシージーサプライ

〒112-0006 東京都文京区小日向4丁目2番6号

TEL03-5800-5311