

先生各位

検査内容変更のご案内

謹啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。また、平素はひとかたならぬお引き立てを賜わり厚くお礼申し上げます。

さて、下記の項目におきまして、検査内容を変更させていただきますのでご案内申し上げます。
今後とも変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

謹白

記

《変更日》 平成 19 年 12 月 17 (月) 受付分より


《変更内容》

総合検査案内	検査コード	検査項目名称	変更内容	変更後	変更前
P.63	5731	ヘリコバクター・ピロリ抗原 便中	容器	K9	HK
			検査方法	EIA 法	ELISA 法

その他の検査内容に変更はございません。

《変更理由》 現行試薬の販売終了による試薬変更

《新容器の形状および内容》

K - 9	内 容	
		容器の貯蔵方法
	有効期間	1 年
	適用検査項目と採取上の注意点	
	ヘリコバクター・ピロリ抗原 便中	
	検体採取方法は、容器添付の説明書をご参照ください。	
	採取後は冷蔵保存してください。	

《現行試薬との相関》

n=112

		現行試薬			
		+	±	-	計
新試薬	+	32	2	7	41
	-	0	0	71	71
	計	32	2	78	112

陽性一致率 : 100.0%

陰性一致率 : 91.0%

一致率 : 92.0%