

先生各位

## 新規検査項目のご案内

謹啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。また、平素はひとかたならぬお引き立てを賜わり厚くお礼申し上げます。

さて、このたび新たに下記項目の受託を開始することになりましたのでご案内申し上げます。  
今後とも変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

謹白

記

《受託開始日》 平成 20 年 3 月 3 日(月) 受付分より

《検査要項》

検査項目名称	プロカルシトニン (PCT)
検査コード	7020
J L A C 10	5F215-0000-023-051-01
検体量	血清 0.4 mL
容器・保存	A1 A2 ・凍結
実施料(判断料)	320点(生化)
所要日数	4~6日
検査方法	CLEIA法
基準値	敗血症(細菌性)鑑別診断のカットオフ値 : 0.5ng/mL 未満 敗血症(細菌性)重症度判定のカットオフ値 : 2.0ng/mL 以上

保険収載名称: プロカルシトニン (PCT)

保険注釈: プロカルシトニン (PCT) は、敗血症(細菌性)を疑う患者を対象として測定した場合に算定できる。  
ただし、D012 感染症免疫学的検査の「28」のエンドトキシン定量検査を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。

《解説》

プロカルシトニン (PCT) は、細菌性敗血症の鑑別診断・重症度判定の補助となる検査項目です。血中のプロカルシトニン (PCT) 濃度は、全身性感染症、特に細菌感染症で上昇し、ウイルス感染症や局所の細菌感染症では殆ど上昇が認められず、エンドトキシンやIL-6、CRP等の血中マーカーよりも細菌感染症に特異的です。