

先生各位

検体採取容器変更のご案内

謹啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。また、平素はひとかたならぬお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。

このたび、「細胞診（液状細胞診）」及び「HPV-DNA16型、18型、他ハイリスク型」検査用の採取容器を下記のとおり変更させていただきますのでご案内申し上げます。

今後とも変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

謹白

記

《変更日》 在庫がなくなり次第（1月中旬から下旬頃）順次変更

《変更内容》

総合検査案内	容器	変更内容	変更後	変更前
P.178	P5・P5H (液状細胞診・ HPV-DNA検査用容器)	形状		
		備考	バイアル中の保存液成分、容量に変更はございません。	

※ 検査内容および商品 CD に変更はございませんので、発注につきましても現行通りです。

※ 旧容器（在庫）での受託も継続致します。

《変更理由》 現行の採取容器が生産中止となるため

《備考》

変更後の容器には、バイアル内部に仕切りが付き、サーベックスブラシなど検体採取器具の脱着式先端部分を仕切りに引掛けることで、採取器具先端部の取外しを容易に行うことが可能となります。

