

先生各位

検体採取容器変更のご案内

謹啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。また、平素はひとかたならぬお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、下記の項目におきまして、検体採取容器を変更させていただきますのでご案内申し上げます。今後とも変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

謹白

記

《変更日》 現行の容器がなくなり次第順次（4月中旬頃）

《変更内容》

総合検査案内	検査コード	検査項目名称	変更内容	変更後	変更前
P.71 P.131 P.180	1486	クラミジアトラコマチス PCR 分泌物	検体 採取容器 (QS)		
P.72 P.131 P.180	1822	淋菌 PCR 分泌物		<p>【セット内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・スワブ搬送用チューブ 1 本（保存液入り） ・スワブ（大）2 本 ・スワブ（小）1 本 ・簡易取扱説明書 1 部 	<p>【セット内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・スワブ搬送用チューブ 1 本（保存液入り） ・スワブ（大）2 本


※ スワブ搬送用チューブ、保存液成分、スワブ（大）2 本の仕様に変更はございません（旧容器（在庫）での受託も継続致します）。

※ その他の検査内容に変更はございません。

《変更理由》 検体採取容器改善のため

《備 考》

変更後のスワブ検体採取セットには、従来のセット内容にスワブ（小）1本が加わり、スワブ（大）での検体採取が困難な場合、スワブ（小）での採取が可能となります。



スワブ（小）包装外観と本体



スワブ（大）とスワブ（小）の比較