

容器名：E52



内容	EDTA-2Na 4mg
容量	5mL (真空採血量2mL)
容器の貯蔵方法	常温
有効期間	1年6ヵ月

適用検査項目と採取上の注意点

遺伝子関連検査 (全血検体提出用)

- 内容はE1容器(5mL)と同じです。
ただし、同一の検体でヒト遺伝子関連検査以外の項目との同時依頼はできません。
- 採取後5～6回ほど静かに転倒混和したのち、そのまま冷蔵保存してください。