

容器名：E8



内容	ACD-A保存液
採取量	7.5mL
容器の貯蔵方法	常温
有効期間	1年(アルミ包装 開封後1ヵ月)

### 適用検査項目と採取上の注意点

#### 血小板関連 IgG (PAIgG)

- 血液7.5mLを採取し、よく混和したのち、そのまま冷蔵保存してください。

**注)** 末梢血液の血小板数が  $3.0 \times 10^4 / \mu\text{L}$  以下の場合は、2本の容器を使用して必ず 10mL以上採血してください。