




<b>容器名:P5</b> <b>※関西・九州エリア以外</b> 	<b>内容</b>	保存液(アルコール類)
	<b>容量</b>	10mL
	<b>容器の貯蔵方法</b>	遮光下(15~30℃)
	<b>有効期間</b>	1年6カ月
	<b>適用検査項目と採取上の注意点</b>  <b>婦人科細胞診液状検体法</b> <b>HPV-DNA16型、18型、他ハイリスク型[PCR法]</b> <b>HPVジェノタイプ判定</b> <b>HPV-DNAハイリスク型HC</b>	

<b>容器名:P5</b> <b>※関西・九州エリア限定</b> 	<b>内容</b>	保存液(アルコール類)
	<b>容量</b>	20mL
	<b>容器の貯蔵方法</b>	冷暗所
	<b>有効期間</b>	表示どおり
	<b>適用検査項目と採取上の注意点</b>  <b>婦人科細胞診液状検体法</b> <b>HPV-DNA16型、18型、他ハイリスク型[PCR法]</b> <b>HPVジェノタイプ判定</b> <b>HPV-DNAハイリスク型HC</b>	

<b>容器名:P5</b> <b>※関西・九州エリア限定</b> 	<b>内容</b>	保存液(アルコール類)
	<b>容量</b>	20mL
	<b>容器の貯蔵方法</b>	冷暗所
	<b>有効期間</b>	表示どおり
	<b>適用検査項目と採取上の注意点</b>  <b>婦人科細胞診液状検体法</b> <b>(HPV検査と同時依頼の場合)</b>	