

容器名:QE



内容	-----
採取量	1～1.5mL
容器の貯蔵方法	常温

### 適用検査項目と採取上の注意点

#### 新型コロナウイルス核酸検出

(唾液) [RT-PCR 法(リアルタイム PCR 法)]

- 検体の採取方法については、ホームページの資料集「検体の採取方法」もしくは当該項目の「検体取扱・備考」欄別表をご参照ください
- 唾液量が少なすぎる場合や多すぎる場合には検査結果に影響がでる可能性があります。