

容器名:T4



T4A
(好気性
菌用)

T4N
(嫌気性
菌用)

内容

ブレインハートインヒュー
ージョン・トリプトソーヤ
ブイヨン

採取量

1本あたり10mL

容器の貯蔵方法

遮光下(15~30℃)

有効期間

1年

適用検査項目と採取上の注意点

一般細菌検査(血液, 穿刺液)
培養・同定・感受性

- 材料10mLを無菌的に接種し、常温保存してください。
- バーコードラベルを汚さないようにしてください。
- 容器の有効期間がご提出日+7日(培養日数)以降であることをご確認の上ご使用ください。