

容器名:T4P



内容

ブレインハートインヒュー
ジョン・トリプトソーヤブイ
ヨン

採取量

4mL

容器の貯蔵方法

遮光下(15~30℃)

有効期間

1年

適用検査項目と採取上の注意点

一般細菌検査(血液:小児用) 培養・同定・感受性

- 材料4mLを無菌的に接種し、常温保存してください。
- バーコードラベルを汚さないようにしてください。
- 嫌気性菌は対象としていないので、嫌気性を疑う場合は **T4N 容器**を使用してください。
- 容器の有効期間がご提出日+7日(培養日数)以降であることをご確認の上ご使用ください。