

容器名:T6

内容

容器の貯蔵方法

常温

有効期間

2年



適用検査項目と採取上の注意点

一般細菌検査

塗抹鏡検

培養・同定・感受性

真菌培養

抗酸菌検査

塗抹鏡検・培養

結核菌群核酸検出

MAC核酸検出

(喀痰の場合)

- 起床後最初に排痰されたものが最も検査に適した喀痰です。
- 排痰前に口中をきれいにすすいでください。
- 深く息を吸い込み大きな咳をすると痰が出易いです。
- 採取後は冷蔵保存してください。