

先生各位

検体採取容器変更のご案内

謹啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。また、平素はひとかたならぬお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。





さて、下記の項目におきまして、検体採取容器を変更させていただきますのでご案内申し上げます。今後とも変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

謹白

記

《変更日》 現行容器の在庫がなくなり次第順次

《変更内容》 「Q9」容器（患部ぬぐい液）

総合検査案内	検査コード	検査項目名称	変更内容	変更後	変更前
P.73	1843	サイトメガロウイルス DNA 定性 (CMV-DNA)	保存条件 (検体採取後)	必凍 	常温 
P.77	1840	単純ヘルペスウイルス DNA 定性 (HSV-DNA)	容器		
	5717	水痘・帯状ヘルペスウイルス DNA 定性 (VZV-DNA)	内容		

※ その他の内容に変更はございません。

《変更理由》 委託先（エスアールエル）における変更

《備考》

患部ぬぐい液：患部をぬぐった滅菌綿棒を 1mL の PBS が入った滅菌ポリスピッツ (Q9) に入れ、そのまま凍結保存してください。他項目との重複依頼は避けてください。本検査方法ではコンタミネーションの影響がより大きくなりますので、検体採取にあたっては取り扱いに十分ご注意ください。