

お客様各位

検体採取容器一時変更のご案内

謹啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。また、平素はひとかたならぬお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、このたびニプロ社の真空密封型採血管「ネオチューブ®」の一部製品におきまして、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う上海市のロックダウンの影響により、製造元である尼普洛（上海）有限公司からの出荷が遅れており、当社指定容器「E1（容量 5mL、10mL）」の供給が一時的に停止となっております。

E1 容器供給停止の長期化に備え、ご依頼の大部分を占める「BNP（ヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド）」につきましては下記のとおり代替容器をご使用ください。BNP 以外のご依頼は、従来どおり現行容器をご使用くださいますようお願い申し上げます。



流通再開の見込み時期につきましては、詳細が判明次第改めてご案内させていただきます。なお、ニプロ社以外の生化学、血球計数、凝固・線溶系検査などでご使用いただく容器供給につきましては、現時点では問題はございません。

今後とも変わらぬご愛顧のほど、重ねてよろしくお願い申し上げます。

謹白

記

- 《対象項目》 BNP（ヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド）
- 《期間》 未定（容器の安定供給が再開されるまで）
- 《注意》 BNP 以外のご依頼は、従来通り現行容器をご使用ください。
- 《変更内容》

内容	代替容器	現行容器
E1 容器		
ラベル	なし	あり
キャップ色	紫	
内容	EDTA-2K	EDTA-2Na
容器の貯蔵方法	常温	
容量（採血量）	5mL（2mL）	5mL（2mL）