

お客様各位

受託中止項目および新規検査項目のご案内

謹啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。また、平素はひとかたならぬお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、このたび下記のとおり受託中止項目および新規検査項目のご案内を申し上げます。

今後とも変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

謹白

記

● 受託中止項目

《最終受付日》 令和5年9月30日（土）まで受託

《中止項目》

| 総合検査案内 | 検査コード | 検査項目名称 | 代替項目 |
|--------|-------|--------|--------------------------------|
| P.13 | 0585 | 乳酸 | 乳酸 【検査コード 0686】 ※次頁参照 |
| | 0586 | ピルビン酸 | ピルビン酸 【検査コード 0687】 ※次頁参照 |

《中止理由》 委託先見直しにおける基準値変更のため

● 新規検査項目

《受託開始日》 令和 5 年 9 月 19 日（火）受付分より

《検査要項》

| 検査項目名称 | 乳酸 | ピルビン酸 |
|------------|--|-----------------------|
| 検査コード | 0686 | 0687 |
| JLAC10 | 3E010-0000-031-271-01 | 3E015-0000-031-271-01 |
| TFAコード | 04110000 | 04130000 |
| 検体量 | 徐蛋白上清液 0.5mL | |
| 保存・容器 | 必凍・I1→A2 | |
| 容器 (I1) |  <p>内 容：1N 過塩素酸 1mL 採取量：1mL 容器の貯蔵方法：冷蔵・横倒厳禁 有 効 期 間：製造後 3 ヶ月 適用検査項目と採取上の注意点 乳酸 ピルビン酸</p> <ul style="list-style-type: none"> 採血後直ちに正確に血液 1.0mL を氷冷した専用容器（I1 容器）に加え、十分に転倒混和したのち 15～60 分静置し、遠心分離してその上清液を A2 容器に移し替え、凍結にてご提出ください。 | |
| 実施料（判断料） | 47 点（生化 I） | |
| 所要日数 | 3 ～ 6 日 | |
| 検査方法 | 酵素法 | |
| 基準値 | 4.2～17.0 mg/dL | 0.3～0.9 mg/dL |
| 備考 | 採血後直ちに正確に血液 1.0mL を氷冷した専用容器（I1 容器）に加え、十分に転倒混和したのち 15～60 分静置し、遠心分離してその上清液を A2 容器に移し替え、凍結にてご提出ください。 | |
| 実施施設 | ビー・エム・エル | |

保険収載名称：有機モノカルボン酸

保 険 注 釈：有機モノカルボン酸については、グルタチオン、乳酸、ピルビン酸及び α -ケトグルタル酸の各物質の測定を行った場合に、それぞれの測定ごとに所定点数を算定する。