

お客様各位

検体採取容器欠品解消のご案内

謹啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。また、平素はひとかたならぬお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、先般シスメックス社の「DetectAmp™ マルチ不活化液」（当社容器名称：QZ）におきまして、需要の増大に伴い一時欠品となる旨のご案内を致しましたが、このたび欠品が解消致しましたので、下記のとおり従来容器をご使用いただきますようご案内申し上げます。

今後とも変わらぬご愛顧のほど、重ねてよろしくお願い申し上げます。

謹白

記

《対象項目》 **新型コロナウイルス核酸検出**

《注 意》

- ・代替容器は引き続きご使用いただけます。
- ・従来容器の容器名称に変更はございません。
- ＊「QZ」のバーコードをご貼付ください。

《変更内容》

内容	従来容器	代替容器
容器		
内容	チオシアン酸グアニジン・界面活性剤	保存液（不活化液）
容器の貯蔵方法	1～30℃	室温
有効期間	表示どおり（製造後 24 ヶ月）	
メーカー	シスメックス株式会社	ロシュ・ダイアグノスティクス株式会社

※ その他の内容に変更はございません。