

お客様各位

## 検体採取容器（W容器）ラベル変更のご案内

謹啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。また、平素はひとかたならぬお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、このたび下記の検体採取容器におきまして、病理組織検査における検体条件確認と識別強化のためラベルを変更させていただきますのでご案内申し上げます。


今後とも変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

謹白

### 記

《変更日》 現行の容器ラベルがなくなり次第順次

《変更内容》

総合 検査案内	対象容器	変更内容	変更後
P.178	 <p>W容器 (病理組織検査)</p>	ラベル	<p>① ご使用のホルマリン濃度（10%・15%・20%）に○（マル）を、中性緩衝液の場合は（中性緩衝）にも○（マル）をご記入ください。 ② 患者様の「生年月日」をご記入ください。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p style="text-align: right;">(W) 病理組織専用</p> <p>御依頼 様</p> <hr/> <p>採取 月 日 氏名 様</p> <p>AM 時 分</p> <p>PM 時 分</p> <hr/> <p>生年月日 ②</p> <p>年 月 日</p> <p>M・F 才</p> <p style="text-align: center;">①</p> <p style="text-align: center; color: red;">医薬外用劇物</p> </div> <p style="text-align: center;">変更前</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p style="text-align: right;">(W) 病理組織専用</p> <p>採取 月 日 御依頼 様</p> <p>AM 時 分</p> <p>PM 時 分</p> <hr/> <p>検査項目 氏名 様</p> <p>病理組織診 M・F 才</p> <p style="text-align: center;">①</p> <p style="text-align: center; color: red;">医薬外用劇物</p> </div>

※ その他の内容に変更はございません。

《変更理由》 病理組織検査における検体条件確認と識別強化のため