

お 客 様 各 位

総合検査案内改訂に伴う掲載内容見直し に関するご案内

謹啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。また、平素はひとかたならぬお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、総合検査案内改訂に伴い、下記の項目におきまして掲載内容の見直しを行いましたのでご案内申し上げます。

今後とも変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

謹白

記

《新規掲載項目》

2026 年 総合検査案内	検査コード	検査項目名称
P.8	0260	LDL コレステロール（計算法）
P.32	0962	血中遊離メタネフリン分画
P.48	0872	抗 GAD 抗体・抗 IA-2 抗体同時依頼
P.88	3620	真菌 塗抹鏡検（KOH）
P.91	4010	結核菌 IFN- γ 測定（QFT-Plus）
P.101	6130	CLDN18
P.113	6021	マイコプラズマ核酸検出
	3887	結核菌群核酸検出 PCR
	3938	結核菌群核酸検出（PCR）
	4557	MAC 核酸検出 PCR
	4580	MAC 核酸検出（PCR）

《追 記》

2026年 総合検査案内	検査コード	内容
P.⑥	—	ご利用の手引き 【単位記号】 COI : Cut off index
P.74~P.77	—	腫瘍関連検査：各ページの下方に記載 ※腫瘍関連検査は、異なるメーカーまたは検査方法を用いて測定された患者の結果について、比較できない場合があります。
P.34	7169	抗ミューラー管ホルモン 多嚢胞性卵巣症候群（PCOS）のカットオフ値を掲載（P.36）
P.86	3192	検体採取方法（精液検査）
P.91	4010	結核菌 IFN- γ 測定（QFT-Plus）：採血方法、報告内容
P.116	—	MSI 検査：検査目的および異常値を示す主な疾患名に追加 ・胃癌における治療選択の補助

《検査内容変更》

2026年 総合 検査案内	検 査 コード	検 査 項 目 名 称	変更内容	変更後	変更前
P.2	0201	ALP アイソザイム	所要日数	3 ～ 6日	3 ～ 4日
P.3	0194	LD アイソザイム			
	0209	アミラーゼアイソザイム 血清			
P.4	0235	CK アイソザイム （CPK アイソザイム）			
P.8	0272	コレステロール分画			
	0278	リポ蛋白分画			
	0262	遊離コレステロール （FC）		1 ～ 2日	
P.36	6011	BNP （ヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド）	備考	記載なし	溶血により低値傾向を示す
P.39	7171	TARC		ビオチン（ビタミン B ₇ ） は、25ng/mL 以下の濃度 では判定に影響を与えない （注1） （注2）トロンビン入りの 採血管は、測定値に影響を 与えるおそれがあるため使 用しないでください。	ビオチン（ビタミン B ₇ ） は、25ng/mL 以下の濃度 では判定に影響を与えない （注1）

2026年 総合 検査案内	検 査 コード	検 査 項 目 名 称	変更内容	変更後	変更前
P.54	7946	C.ディフィシル 抗原・毒素	備考	クロストリディオイデス・ディフィシルが産生するグルタメートデヒドロゲナーゼと毒素（トキシン A 及びトキシン B）を同時に検出 （注） ①クロストリディオイデス・ディフィシル（C. difficile）は無症候性保菌がみられるため、感染および治療効果の判断は臨床症状等と併せて行ってください。 なお、GDH 陽性・毒素陰性の場合、無症候性保菌または毒素非産生株の可能性があり、本結果のみで CDAD と診断することは推奨されません。 ②日本感染症学会の「Clostridioides difficile 感染症診療ガイドライン 2022」では、検査に Bristol Stool Scale5 以上の便を使用することが推奨されています。	クロストリディオイデス・ディフィシルが産生するグルタメートデヒドロゲナーゼと毒素（トキシン A 及びトキシン B）を同時に検出
P.87	3139	髄液クロール	所要日数	1 ～ 2 日	3 ～ 4 日
P.111	1798	サイトメガロウイルス核酸定量	備考	重複依頼不可 採血後、全血を 2～25℃で 24 時間以内に遠心分離しそのまま冷蔵保存	重複依頼不可 採血後、速やかに遠心分離しそのまま冷蔵保存
P.112	7000	HIV-1 定量		重複依頼不可 採血後、全血を 2～25℃で 24 時間以内に遠心分離しそのまま冷蔵保存	重複依頼不可 採血後、速やかに遠心分離しそのまま冷蔵保存
	7029	HBV-DNA 定量 TaqManPCR		重複依頼不可 採血後、全血を 2～25℃で 24 時間以内に遠心分離しそのまま凍結保存	重複依頼不可 凝固完了後、遠心分離しそのまま凍結保存
	6975	HCV-RNA 定量 TaqManPCR			
P.115	7848	BRAF V600 変異解析		病理組織診断にて腫瘍が認められた部位を、全てのスライドの裏面に、油性ペン等でマーク（実線で囲む）して提出	記載なし
P.116	—	MSI 検査		5 つのマイクロサテライトマーカー（BAT-25、BAT-26、NR-21、NR-24、MONO-27）を解析	5 つのマイクロサテライトマーカー（BAT25、BAT26、NR21、NR24、MONO27）を解析 病理組織検査報告書のコピーを添付（腫瘍細胞が認められていること） 受付曜日：月～金 休日の前日は受付不可

《削除項目》

2025 年 総合検査案内	検査コード	検査項目	
P 35 ~ P 46	—	索引（保険収載名称順）	
P 49 ~ P 57	—	検体検査 点数・診療行為コード一覧	
P.1	0022	コプロポルフィリン 尿中定性	
P.5	0603	γ -アミノ酪酸（GABA）	
P.24	0766	ヘパリン 〔薬物分析検査〕	
P.40	0992	特異的 IgE CAP シングルアレルゲン エチレンオキシド	
P.50	5866	HLA タイピング（血清対応型タイピング）A・B	
	5867	HLA タイピング（血清対応型タイピング）DR	
P.54	2041	A 群 β 溶連菌迅速試験	
P.64	1586	ムンプスウイルス抗体 血清 【CF 法】	
	1786	ムンプスウイルス抗体 髄液 【CF 法】	
	1587	ムンプスウイルス抗体 血清 【HI 法】	
	1787	ムンプスウイルス抗体 髄液 【HI 法】	
P.88	3446	一般細菌培養同定 （6）簡易培養	
	3403	真菌 塗抹鏡検	
P.89	3459	培養目的菌	黄色ブドウ球菌
	3457		エロモナス
	3458		プレジオモナス
	3463		セレウス菌
	3490		ボツリヌス菌
	3491		ウェルシュ菌
	3820		MDRP （多剤耐性緑膿菌）
	6355		PRSP （ペニシリン耐性肺炎球菌）
	6356		BLNAR（ β ラクタマーゼ 陰性アンピシリン耐性インフルエンザ菌）
	3495		デンプウ菌

2025 年 総合検査案内	検査コード	検査項目
P.90	3861	抗酸菌 塗抹鏡検 【蛍光法】
	5163	抗酸菌 集菌培養
	3864	抗酸菌 分離培養 【小川培地法】
	3471	マイコプラズマ培養
P.91	5452	QFT-Plus クオンティフェロン (TB IFN γ)
P.93	3646	一般細菌薬剤感受性検査 (実施薬剤) セフォゾプラン (CZOP)
P.111	7191	HPV-DNA ハイリスク型 HC
	9339	HPV-DNA ハイリスク型 HC
P.113	7751	マイコプラズマ・ニューモニエ核酸同定
	1845	ニューモシスチスイロベチ (P.カリニ)
	3892	結核菌群核酸検出 TRC
	3867	結核菌群核酸検出 (TRC)
	3385	MAC 核酸検出 TRC
	3868	MAC 核酸検出 (TRC)
P.121	1861	染色体 高精度分染法