

## リンパ球サブセット(単染色) 検査 別表

検査コード	CDナンバー	抗原分布	基準値
-------	--------	------	-----

### ●T細胞系

2067 5I060	CD1a	胸腺細胞	1.0%未満
2066 5I064	CD2	Pan-T細胞 (Eロゼットレセプター)	71.0~91.0%
2065 5I067	CD3	成熟T細胞	58.0~84.0%
2064 5I070	CD4	ヘルパー/インデューサーT細胞	30.0~53.0%
2062 5I073	CD5	Pan-T細胞, 一部のB細胞	58.2~75.6%
2172 5I079	CD7	Pan-T細胞	56.0~84.0%
2063 5I082	CD8	サプレッサー/サイトトキシクT細胞	19.0~37.0%

### ●B細胞系

2074 5I119	CD19	Pan-B細胞, B前駆細胞	3.5~15.0%
2075 5I122	CD20	Pan-B細胞	5.0~13.0%
2077 5I125	CD21	成熟B細胞	5.0~15.0%
2079 5I088	CD10	Common ALL, B前駆細胞	1.0%未満

検査コード	CDナンバー	抗原分布	基準値
-------	--------	------	-----

### ●骨髄球系, NK細胞系, その他

2160 5I092	CD11b	単球, NK細胞, 顆粒球	25.0~35.0%
2098 5I098	CD13	単球, 顆粒球	
2094 5I101	CD14	単球	
2082 5I110	CD16	NK細胞, 顆粒球	7.4~21.8%
2085 5I137	CD25	活性化T細胞, 活性化B細胞, ATL	
2099 5I161	CD33	単球, 骨髄細胞	
2180 5I164	CD34	幹細胞, 骨髄細胞の一部	
2088 5I167	CD38	形質細胞, 活性化T細胞, 前駆細胞	24.0~44.0%
2164 —	CD41	血小板	
2083 5I238	CD56	NK細胞, 単球	9.0~21.0%
2089 5I680	抗ヒトHLA-DR	Pan-B細胞, 単球, 活性化T細胞など	
2155 —	その他の単染色	※抗体によっては実施できない場合あり。	

※事前にお問い合わせください。