

容器名: E6



内容

クエン酸 Na・クエン酸  
テオフィリン  
アデノシン  
ジピリダモール

採取量

3.5mL

容器の貯蔵方法

常温(遮光)

有効期間

製造後365日

#### 適用検査項目と採取上の注意点

$\beta$ -トロンボグロブリン( $\beta$ -TG)  
血小板第4因子(PF4)

- 検体の採取方法については、各項目の「検体取扱・備考」欄別表をご参照ください。
- 真空採血は絶対にしないでください。