

容器名:U1



| | |
|---------|-------|
| 内容 | ----- |
| 容量 | 10mL |
| 容器の貯蔵方法 | 常温 |

適用検査項目と採取上の注意点

尿一般定性
尿蛋白定量
尿糖定量
尿沈渣

- 新鮮尿を冷蔵保存してご提出ください。
- 蓄尿の場合やホルモン量を測定する場合などは、妊娠の有無、妊娠週間、投与薬剤名など必要事項を明記してください。
- 24時間蓄尿の場合は、冷暗所にて蓄尿してください。(酸性蓄尿の場合は容器ラベルに「酸性蓄尿」と明記)
- 尿一般検査用には初めの尿を採らずに中間尿を採取してください。