## 検査内容変更のご案内

**謹**啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。また、平素はひとかたならぬお引き立てを賜わり厚くお礼申し上げます。

さて、下記の項目におきまして、検査内容を変更させていただきますのでご案内申し上げます。 今後とも変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

敬白

記

《変 更 日》 平成 16年 6月 30日(水)受付分より

## 《変更内容》

| 2004年<br>検査案内 | 検 査<br>コ <b>ー</b> ド | 検査項目名称       | 変更内容  | 変更後   | 変更前   |
|---------------|---------------------|--------------|-------|---|---|
| P.34          | 2429                | VMA 定量 尿     | 基準値   | 1.5 ~ 4.3 mg/day                            | 1.3 ~ 5.1 mg / day                          |
|               | 2433                | HVA 定量 尿     |       | 2.1 ~ 6.3 mg/day                            | 1.5 ~ 6.6 mg/day                            |
|               | 2473                | メタネフリン       |       | 0.13~0.52 mg/day                            | 0.12~0.49 mg/day                            |
|               | 2475                | メタネフリン 2 分画  |       | M 0.04 ~ 0.19<br>NM 0.09 ~ 0.33<br>mg / day | M 0.05 ~ 0.23<br>NM 0.07 ~ 0.26<br>mg / day |
| P.70          | S 1583<br>L 1783    | 麻疹ウイルス抗体 lgG | 所要日数  | 4~6 日                                       | 5~7日  |
|               | S 1584<br>L 1784    | 麻疹ウイルス抗体 lgM |       |   |   |
| P.91          | 2016                | プロテイン C 抗原量  | . 備 考 | 採血後、速やかに血漿分離し、凍結保存                          | なし  |
|               | 2017                | プロテイン C 活性   |       |   |   |
|               | 2034                | プロテインS 抗原量   |       | 採血後、速やかに血漿分離し、凍結保存測定対象はトータル<br>(遊離型+複合体型)   | 測定対象はトータル<br>(遊離型 + 複合体型)                   |
|               | 2031                | プロテインS 活性    |       | 採血後、速やかに血漿分<br>離し、凍結保存                      | なし  |

その他の検査内容に変更はありません

《 変 更 理 由 》 委託先における変更