

先生各位

## 新規検査項目のご案内

謹啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。また、平素はひとかたならぬお引き立てを賜わり厚くお礼申し上げます。

さて、このたび新たに下記項目の受託を開始することになりましたのでご案内申し上げます。  
今後とも変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

謹白

記

《受託開始日》 平成 20 年 5 月 19 日(月) 受付分より

《検査要項》

検査項目名称	特異的 IgE CAP シングルアレルゲン		
	ピキア精製酵母成分 (o72)	ピキア粗抽出物 (o73)	ピキア培養上清 (o74)
検査コード	7046	7047	7048
検体量	血清 0.3 mL		
容器・保存	A1 A2 ・ 冷蔵		
実施料(判断料)	1 アレルゲン 110 点(免疫)		
所要日数	2 ~ 3 日		
検査方法	EIA (FEIA) 法		
基準値	クラス 0 0.34 U <sub>A</sub> / mL 以下		

保険収載名称：特異的 IgE

保 険 注 釈：特異的 IgE 検査は、特異抗原の種類ごとに所定点数を算定する。ただし、患者から 1 回に採取した血液を用いて検査を行った場合は、1,430 点を限度として算定する。

アレルゲン刺激性遊離ヒスタミン (HRT) 測定は細胞反応測定法により実施され、特異的 IgE と同時に行った場合であっても、特異抗原の種類ごとに所定点数を算定し、特異的 IgE と併せて 1,430 点を限度として算定する。

《 解 説 》

ピキア酵母を宿主として遺伝子組換え技術により作成された薬剤 (遺伝子組換えヒト血清アルブミン (rHSA 製剤)) による副作用 (製剤中に残存する極微量のピキア酵母成分によって誘引される 型アレルギー) の回避を目的とし、ピキア酵母による抗原感作の有無を確認するための検査です。

なお、上記アレルゲン 3 項目は同じ抗原因由来のものではありますが、抗原性が異なっており、ある項目に対して陰性でも他の項目では陽性反応を示す例が確認されております。ピキア酵母によるアレルギーリスクをより詳細に確認するため、3 項目の同時測定が推奨されております。