

先生各位

新規検査項目のご案内

謹啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。また、平素はひとかたならぬお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。

さて、このたび新たに下記項目の受託を開始することになりましたのでご案内申し上げます。
今後とも変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

謹白

記

《受託開始日》 平成 24 年 8 月 6 日(月) 受付分より

《検査要項》

| | |
|----------|-----------------------|
| 検査項目名称 | ペントラキシン 3 (PTX3) |
| 検査コード | 7771 |
| JLAC10 | 5C072-0000-022-023-01 |
| 検体量 | 血漿 0.3 mL |
| 保存・容器 | 必凍・E1 |
| 実施料(判断料) | 未収載 |
| 所要日数 | 5 ~ 11 日 |
| 検査方法 | ELISA 法 |
| 基準値・単位 | 0.73 ~ 5.49・ng/mL |

《解説》

ペントラキシン3 (PTX3) はCRPと同じで、体内の炎症により産生される炎症性蛋白の一つです。CRPが炎症や感染症など様々な疾患で上昇するのに対し、ペントラキシン3 (PTX3) は血管内皮細胞などから産生され、血管の炎症を直接的に鋭敏に反映し、血栓と強い相関があるなどの特徴が明らかになってきています。

本項目は、動脈硬化の進展に関与する血管炎症マーカーであり、不安定狭心症の診断に期待されています。

《注意》

採血後速やかに4℃で冷却遠心して、血漿分離してください。採血条件が満たされない場合、検査の受託やデータの信頼性への影響が懸念されますので、十分ご注意願います。