

先生各位

検体採取容器変更のご案内

謹啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。また、平素はひとかたならぬお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。

このたび、細胞診（呼吸器：喀痰）の連痰採取容器を下記のとおり変更させていただきますのでご案内申し上げます。

今後とも変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

謹白

記

《変更日》 在庫がなくなり次第順次変更

《変更内容》

総合 検査案内	容器名称	変更内容	変更後	変更前
P.172	P3 容器 (連痰採取 容器)	メーカー	有限会社タニモト	栄研化学株式会社
		形状	 高さ 63mm × 幅 40mm	 高さ 63mm × 幅 35mm
		保存液 組成	50% エタノール 1% チモール 0.4~0.5% 塩化ナトリウム	50% メタノール 1% チモール 0.9% 塩化ナトリウム
		規格	1セット 3個入り	1セット 4個入り ・白キャップ（保存液入り）3個 ・赤キャップ（保存液なし）1個

※ その他の検査内容に変更はございません。

《変更理由》 現行の採取容器が生産中止となるため