


## 尿酸クリアランス 実施方法



1. 早朝空腹時、水 300 mL を飲水。
2. 検査直前に水 300 mL を飲水。
3. 飲水 30 分後に完全排尿し、排尿完了時刻を正確に記録。(時間測定開始)
4. 測定開始 30 分後、採血 3 mL 実施。...(1)
5. 測定開始 60 分後、完全排尿して正確に尿量を記録し、そのうちの 5 mL を出検。...'1」

注意) 検査当日は絶食。

提出) 身長・体重を明記した容器 (1) と、全尿量を明記した容器「1」。