


## 尿中尿酸排泄量 実施方法



1. 早朝空腹時、水 300 mLを飲む。
2. 検査直前に水 300 mLを飲む。
3. 飲水30分後に完全排尿し、排尿完了時刻を正確に記録。(時間測定開始)
4. 測定開始60分後、完全排尿して正確に尿量を記録し、そのうちの1 mL以上を採取し、検体として1 mLを出検。...「1」

注意) 検査当日は絶食。

提出) 身長・体重・全尿量を明記した容器「1」。